

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE

RINNAKKAIN POLJETTAVA POLKUPYÖRÄ

(Side-by-side)



Side-by-side on kolmirenkainen, rinnakkain poljettava polkupyörä. Soveltuu erinomaisesti kaverin kanssa poljettavaksi, kun omat voimat, tasapaino tai hahmottamisen kyky eivät riitä selviytymään yksin polkupyörällä ajamisesta.

Side-by-siden ominaisuuksiin kuuluu:

- viisi vaihdetta ja jalkajarrut
- moottoriavusteinen
- apukuljettaja voi polkea tai polkimet on myös helppo kytkeä vapaalle, jolloin vain kuljettaja polkee. Apukuljettajan turvavyö
- apukuljettajan polkimissa irrotettavat jalkatuet
- säädettävät ohjaustanko ja istuin

Pyörän mitat:

190 cm pituus

100 cm leveys

17 cm nousukorkeus

20" rengaskoko

Ohjeet lyhyesti


1. Ennen ajoa tarkista renkaiden ilmanpaine.
2. Käytä seisontajarrua Side-by-sideen nousemisen ja siitä poisnousemisen aikana.
3. Käännä aina ohjaustangossa olevan virtakatkaisimen OFF-asentoon, kun lopetat ajamisen.
4. Käännä aina akussa olevan avainkatkaisimen POIS-asentoon, kun lopetat ajamisen.
5. Käytä aina kypärää.
6. Apukuljettajan jalkatuet tulee irrottaa kuljettelun ja siirtelyn ajaksi tai jos niitä ei tarvita. Ne on helppo kiinnittää ja irrottaa siipimuttereilla.
7. Pyörä tulee säilyttää lukitussa tilassa.

Side-by-siden akkujen lataus ja käsittely

Kytke akut lataukseen aina kun ei käytä pyörää. Täydellä latauksella voi ajaa noin 15 kilometriä. Moottoriavusteisuuden lisäksi tulee aina myös polkea, näin akun teho säilyy mahdollisimman pitkään. Mäkinen maasto ja kylmä sää verottavat akun tehoa, jolloin ajoaika ja -matka lyhenevät.

Laturin säilytyspaikka on pyörän takana, korien välissä olevassa telineessä (kuva 1).

Kuva 1. Laturi kytketään akkuun, virtakytkimen oikealla puolella olevaan pistokkeeseen. Kytke virtajohto verkkovirtaan.



Side-by-side toiminnot

Pyörän lukitseminen (kuva 2 ja 3)



Kuva 2 ja 3. Pyörän saa lukittua etupyörässä olevasta avaimellisesta lukosta.

Istuimen säätö (kuva 4 ja 5)



Kuva 4 ja 5. Istuimen säätö tapahtuu penkin sisemmän reunan alta. Nosta harmaata vipua ylöspäin kohti istuinosaa ja liu'uta samalla penkkiä eteen tai taakse.

Sähköavustuksen kytkeminen (kuva 6 ja 7)



Kuva 6.

Saat sähköavustuksen päälle, kun käännät akussa oleva avainkatkaisin viistoon oikealle. Kytke sähköavustus pois pyöräilyn jälkeen käntämällä avainta suoraan ylöspäin (POIS).



Kuva 7. Käyttääksesi sähköavustusta, käännä kuljettajan ohjaustangossa oikealla olevaa punaista katkaisijaa asennosta OFF asentoon ON.

Pysäköintijarru (kuva 8 ja 9)



Kuva 8 ja 9. Ohjaustangon vasemmalla puolella olevasta kääntötapista, saat kytettyä pysäköintijarrun päälle. Liuta kääntötappi siinä olevaan koloon. Kytke pysäköintijarru päälle, kun nouset side-by-sidesta tai kun pyörä on paikoillaan.

Käsijarru (kuva 10)




Kuva 10. Pyörässä on kuljettajan puolen ohjaustangossa käsijarru: vasemmalta kahvalla jarrutetaan etupyörää ja oikealla takapyörää. Huom! Käytä pääosin jalkajarruja, raskas pyörä vaurioittaa herkästi käsijarruja.

Vaihteet (kuva 11)




Kuva 11. Vaihteet sijaitsevat kuljettajan puolen ohjaustangossa vasemmalla puolella. Vaihteet vaihtuvat käsikahvan soittokellon päädyn puolelta kiertämällä.

Sähköavustuksen käyttäminen (kuva 12)



Kuva 12. Kuljettajan ohjaustangossa oikeassa käsikahvassa on käsikaasutin. Muista aina polkea samalla, kun käytät sähköavustusta.

Apukuljettajan puolet säädöt (kuva 13 – 17)




Kuva 13. Apukuljettajan ohjaustankoa voidaan säätää avaamalla käsikahvalli-
nen lukitusruuvi.



Kuva 14. ja 15. Apukuljettajan polkimien vapauttaminen ja lukitseminen tapah-
tuu siirtämällä säätöhylsyä oikealle tai vasemmalle, jolloin mustassa osassa
oleva tappi osuu säätöhylsyn koloon.



Kuva 16. Apukuljettajan polkimissa on levennetyt
polkimet sekä mahdollisuus kiinnittää jalkaterä tarroilla polkimeen.



Kuva 17. Apukuljettajan istuimen käsinojat saa nostettua tarvittaessa ylös.



Kuva 18. Apukuljettajan käytettävissä on myös turvavyö.

HUOMIO!

Ilmoitathan välittömästi, jos havaitset jotain olevan epäkunnossa tai rikkoutuneen.

Vuokraaja:

Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus

p. 050 554 6222 tai 050 554 6218

liikunta.valinelainaukset@turku.fi