

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE

KOLMIPYÖRÄ

Kolmipyörä on tarkoitettu mahdollistamaan liikuntarajoitteisten omatoiminen liikkuminen. Erillisellä lantio- ja selkätuella ylävartalo saadaan tarvittaessa tuettua hyvään ajoasentoon ja jalat kuntopyöräpedaalien avulla tukevasti polkimiin. Kolmipyörässä on jalka- ja käsijarrut, vaihteet sekä polkemista helpottava apumoottori. Pyöräillessä on aina muistettava käyttää pyöräilykypärää.



Akkuvirran avain löytyy pyöräkorin etupuolelta.

Virtakytkin ja kaasukahva ovat oikeanpuoleisessa ohjauksissa.

Akku ja latausjohto löytyvät pyörän takana olevasta laukusta.

Akun lataus kestää pidempään, jos käytät polkimia moottorin lisäksi. Muista ladata akkua ja kääntää avain off- asentoon, kun lopetat polkemisen.



Vaihteet löytyvät vasemman puoleisesta ohjauskahvasta. Pyörässä on 7 vaihdetta.



Seisontajarru sijaitsee ohjaustangon varressa. Musta pikalukko avataan kääntämällä musta vipu ylöspäin.



Satulan korkeutta voi säätää pikalukolla.



Selkä- ja lantiotuki kiinnitetään paikalleen satulan alle.



Polkemaan lähdeettäessä:

- tarkista renkaiden ilmanpaine
- seisontajarrua kannattaa hyödyntää pyörään siirtymisen ja siitä poisouseamisen aikana
- erityisesti akkuvirtaa hyödynnettäessä käännökset tulee tehdä laajoina kaarina
- pyörä tulee säilyttää lukitussa tilassa

Ethän anna pyörää käyttöön henkilölle, joka ei pysty noudattamaan turvallisen pyöräilyn periaatteita. Liikuntapalvelukeskus ei vakuuta välineen käyttäjiä.

Tekniset tiedot:

Malli: Momo 26"

Rengaskoko: 26"

Ulkomitat (pit*lev*kork): 178 * 75 * 102 cm

Paino: noin 22 kg

Tavarakorin maksimikuormitus: 20 kg

Maksimikuormitus: 120 kg

Käyttöohjekirja löytyy pyöräkorista.

Kolmipyörää voi vuokrata yksityiseen käyttöön tai esim. palvelukeskusten, laitosten, yhdistysten, oppilaitosten ym. käyttöön.

Varaukset ja lisätiedustelut osoitteesta liikunta.valinelainaukset@turku.fi tai liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6222, liikuntasihtööri p. 050 554 6217.

